

CATALOGO DE PRODUCTOS

Línea especializada para el confort, protección y tratamiento del pie.

Insumos Ortopédicos generales y específicos, ortesis para pie y diabéticos, zapatos posquirúrgicos, férulas de apoyo, zapatos para diabéticos y orthopodología general.

**Ortopedia
Especializada
soluciones
concretas para los
requerimientos
de hoy en
afecciones de los
pies**

Calle Copiapó # 739 Oficina 203 Tel. 56-552226922-
consulta@ortopediaespecializada.cl

Antofagasta - Chile

Línea de Descargas Temporales para tratamiento de apoyo de úlcera plantar

Objetivo terapéutico:

Descargar una úlcera significa eliminar la presión sobre el lecho de la herida para favorecer su cicatrización.

¿Cuál es el mejor método para descargar una úlcera?

La descarga de la úlcera diabética ha sido motivo de estudio para encontrar el método ideal en el tratamiento de este tipo de úlceras. Se trataría de aquel método que facilitara la cicatrización en el menor tiempo posible, a la vez que sea compatible con la cura local que minimice los efectos secundarios, como el retraso en la cicatrización y sobre todo la sobreinfección de la lesión.

1.-Producto: Plantilla Darco Pegassit o tipo Panal de Abeja

Código: Ref. 002014

Uso: Tratamiento de apoyo en úlceras plantares

Descripción: Descripción: Las celdas se desprenden en las zonas correspondientes para alivio de presiones selectivo. La plantilla de 18 mm. De espesor es una combinación de Plastazote, Poron y E.V.A.

Tallas: hombre-mujer S-M-L





2.-Producto: Padding de descarga temporal o Filtro NOVO-SKIN

Código:	Ref. 002141
Uso:	Pie Diabetico descarga úlcera neuropática

Descripción: Mantener la úlcera libre de presión, conseguir y aumentar la superficie de apoyo perilesional y disminuir las fuerzas rotacionales y de cizallamiento desde el momento del diagnóstico hasta la epitelización.
Algodón prensado.
Grosor aprox. 1,5 mm. Filtro especial sublimé (confort y suavidad), excelente adhesivo, hipoalérgico. 1,80x022 m



Producto: FlecyWeeb Herbitas

Código:	Ref.20143H
Uso:	Padding descarga Pie Diabetico


Descripción: Grosor aprox. 1,5mm fieltro especial sublimé color rosa. 1,80x025m:
Uso: Mantener la úlcera libre de presión, conseguir y aumentar la superficie de apoyo perilesional y disminuir las fuerzas rotacionales y de cizallamiento desde el momento del diagnóstico hasta la epitelización



Producto: Filtro adhesivo Herbitas	
Código:	Ref.20143H
Uso:	Descarga en Pie Diabetico úlcera neuropática
Descripción: Grosor 10mm 1 Rollo de 100x30 cm Uso: Mantener la úlcera libre de presión, conseguir y aumentar la superficie de apoyo perilesional y disminuir las fuerzas rotacionales y de cizallamiento desde el momento del diagnóstico hasta la epitelización.	



Producto: Línea de apoyo zapatos posquirúrgicos, Tacón Posterior	
Código:	Ref.0020144
Uso:	Amputaciones orfejos y manejo úlcera
Descripción: Posquirúrgicos Hallus valgus, dedo en martillo, tratamiento de apoyo en pie diabético. Diseñado para proteger la zona del antepié y restar presión de las cabezas metatarsales y dedos durante la marcha en la etapa de tratamiento de la zona ulcerada o en recuperación. Talla: S-M-L	



Producto: : Línea de apoyo zapatos postquirúrgicos,

Código: Ref. 0020154

Uso: Pie Diabético Postoperatorio

Descripción:

Se utiliza para lesiones de úlceras anteroplantar en pie diabético, fascitis plantar, traumatismos. Se utiliza para restar presiones durante el proceso de la marcha y apoyo del pie postoperatorio y amputaciones.



Producto: Soporte de plantillas para descargas

Código: Ref. 0020164

Uso: Apoyo funcional y descargas temporales

Descripción: Ortesis de descarga para el apoyo ortopodológico:

- Cuñas Pronadoras
- Cuñas Varizantes
- Taloneras Fascitis plantar
- Botón Metatarsal
- Barra Metatarsal
- Ortesis arco longitudinal interno cazoleta



Producto: Plantilla Evalim Prof. Rebajadas

Código:	Ref. 0020901
Uso:	Espuma termo moldeables de EVA (Ethil Vinyl Acetato), Lavable

Descripción: : Diseñadas para tratamientos ortopodológicos se presentan con descarga retrocapital en Barra metatarsal o botón con leve realce longitudinal interno. Vienen ya rebajadas lista para usar o aplicar leves modificaciones.

Talla:
35/36
37/38
39/40
41/42
43/44




Producto: Insumos varios para evaluación sensibilidad en Pie del Diabético

Código:	Ref. 00202
Uso:	Evaluación de Riesgo

Descripción: Monofilamento Semmes Weinstein Sensifil

El monofilamento **SENSIFIL**, tipo Semmes-Weinstein, de 5,07/10 grs. es el dispositivo más utilizado para el examen del Umbral Protector Sensitivo. El Sensifil es un dispositivo sanitario de Tipo I, fabricado en España y con marcado CE, que incorpora el monofilamento calibrado a 10 g y un manguito de sujeción para facilitar la realización de la prueba y el transporte del mismo en el bolsillo.



Producto: Insumos varios para evaluación sensibilidad en Pie del Diabético

Código: Ref. 0020DP

Uso: Estuche Diapason + 2 Monofilamentos y sensor térmico

Descripción: : Diapason Neurológico Ridel Sheiffer de 64/128Hz.

Diapasón neurológico Rydel Seiffer 64/128 Hz con pie y sordinas graduadas en octavos para la valoración cualitativa de la sensibilidad vibratoria. Más 2 Monofilamentos 5,07/10 grs. Apoyo complementarios de la sensibilidad protectora sensitiva.

Neuro-Testing Pen: consiste en un instrumento con forma de bolígrafo con dos extremos. Uno de los extremos alberga un monofilamento de Semmes-Weisntein para explorar la sensibilidad protectora. El otro extremo, tiene en su interior un muelle que está calibrado. Así, cuando introducimos la lanceta y la aplicamos contra la superficie de la piel un pequeño pivote nos indica que se está realizando 40g de presión, suficiente para producirle una sensación de dolor a nuestro paciente.

Tip-Therm: Barra térmica frio-calor



Producto: Zapatos Para Diabeticos y Pie de Riesgo		
Código:	0020ZDP	
Uso:	Cuidados y protección del pie de riesgo	
Descripción: Los Calzados Sannabem ®- Therapeutic, fueron desarrollados para proteger el pie diabético, artrítico, deformidades, callosidades, fricciones y ulceraciones. Cierre con Velcro o Cordones		
- Cuero / Lycra® : Flexible / Transpirable / Alta Durabilidad		
- Puntera Especial / Alta Protección		
- Forro Interno / Absorbe la transpiración / Sin costura		
- Suave Ribete Superior / Forrado en espuma para mayor comodidad al Tobillo.		
- Contrafuerte de Talón / Mayor control y estabilidad al caminar		
- Plantilla Externa / Forrado de Espuma / Densidad Suave		
- Suela Rocker ® en Poliuretano / Absorbe impacto / Facilita el caminar / Resistibuye la presión del pie sobre la planta / Antideslizante		
Producto:		
Código:	0021ZDP2	
Uso:	Sandalia apoyo funcional Los Calzados Sannabem ®- Therapeutic, fueron desarrollados para proteger el pie diabético, artrítico, deformidades, callosidades, fricciones y ulceraciones. Cierre con Velcro o Cordones	

Producto: Sandalia para el Pie del Diabético		
Código:	Ref. 0022ZPD3	
Uso:	Sistema Natural Relief Orthaheel	
Descripción: :		
Sandalias con velcro, planta con realce apoyo arco longitudinal interno y base de apoyo funcional. La investigación clínica permitió confeccionar un calzado que mantiene la alineación del pie permitiendo a los tobillos y piernas funcionar en forma dinámica, evitando la hiperpronación.		

Producto: Zapatos de apoyo en Pie del Diabético con base de ortesis plantar funcional y velcro de ajuste

Código: Ref. 0024ZPD4

Uso: Sistema Natural Relief Orthaheel

Descripción: : Pie del Diabético de uso diario , , planta con realce apoyo arco longitudinal interno, base apoyo funcional. La investigación clínica permitió confeccionar un calzado que mantiene la alineación del pie permitiendo a los tobillos y piernas funcionar en forma dinámica, evitando la hiperpronación



Producto:

Código: 402 Kb

Uso: Fascitis plantar, espolón calcáneo y deporte, pie en diabéticos

Descripción:
Plantilla ortopédica, plantillas deportivas , PU, EVA, PVC, (Polyyou, Ortholite de espuma de polietileno) Esponja, espuma viscoelástica, látex, gel. Barra y botón de absorción de impacto
Talla S-M-L

importadores directos



Producto:	
Código:	403 Kb
Uso:	Apoyo funcional
Descripción: :	
<p>La investigación clínica permitió confeccionar una plantilla que mantiene la alineación del pie permitiendo a los tobillos y piernas funcionar en forma dinámica, evitando la hiperpronación.</p>	



Producto:	
Código:	0447 Kb
Uso:	Apoyo funcional realce Longitudinal interno
Descripción: :	
<p>Mantiene la alineación del pie permitiendo a los tobillos y piernas funcionar en forma dinámica, evitando la hiperpronación.</p>	

